

pet28a 空载甘油菌

基本信息:

抗性: Kan

培养基: LB

菌株类别: 大肠杆菌

培养条件: 37°C, 有氧, LB

质粒转化:

诱导方式:

保存方式: 20%甘油, -20°C


基本应用:

备注:

菌株简介:

pet28a 空载甘油菌

pet28a 图谱:



pet28a 序列:

atccgatatagttctctcttctagcaaaaaaccctcaagaccggtttagaggccccaaggggttatgctagttattgctcagcgggtggcagc



agccaactcagcttcttccgggctttagcagccggatctcagtggtggtggtggtgctcagtgccggcgaagcttgcgacgga
gctcgaattcggatcccgacccatttgcgtccaccagtcagctagccatatggctgccgcggcaccaggccgctgctgatgatgat
gatgatggctgctgcccattgatatctctttaaagtaacaaaatttctagaggggaattgtatccgctcacaattccctatagtgagt
cgtattaattcgcgggatcgagatctcgtacccggacgcacgtggccggcatcaccggcgcacaggtgcggttctggcggc
tatacggcgacatcaccgatggggaagatcgggctcggcactcgggctatgagcgcttgttccggcgtgggtatggtggcagggccccgt
ggccgggggactgtggggccatctccttgcacaccattccttggcggcgggtgctcaacggcctaacctactactgggctgcttct
aatgcaggagtcgcataaggagagcgtcagatcccggacaccatcgaatggcgaaaaccttccggtatggcatgatagcgccgg
aagagagtaattcagggtggtgaatgtaaacagtaacgttatacagatgctgcagagatgcccgggtgctcttatcagaccgttcccgcgtg
gtgaaccaggccagccacgttctgcgaaaacgcgggaaaaagtggaagcggcgatggcggagctgaatfacattccaaccgcgtggca
caacaactggcgggcaaacagtcgttctgattggcgttccacctcagcttggccctgcacgcggcgtcgaatgtcgcggcgattaa
atctcggccgatcaactgggtgccagcgtggtggtgctgatggtagaacgaagcggcgtcgaagcctgtaaagcggcgggtgcaaatctt
ctcggcaaccgctcagtggtggtgatcattaactatccgctggatgaccaggatgccattgctgtggaagctgcctgactaatgttccggcgt
tatttctgatgctctgaccagacaccatcaacagatattttctccatgaagacgggtacgcgactgggctggagcatctggtcattgg
gtcaccagcaaatcgcgctgtagcgggcccattagtctgtctcggcgcgtctcgtctggctggcgcataaatctcactcgaatcaa
attcagccgatagcggaacgggaagcgcgactggagtgccatgtccggtttcaacaaccatgcaaatgctgaatgagggcatgttccac
tgcgatgctggttccaacgatcagatggcgtggcgcaatgcgcgacattaccagtcgggctgcgctggtgctggatctcggtag
tgggatacagataccgaagacagctcatgttatatccggcgttaaccaccatcaaacaggatttccctgctggggcaaacaggcgtgg
accgctgctgcaactctcaggggcaggcgggtgaaggcaatcagctgttcccgtcactggtgaaaagaaaaaccacctggcggc
caatacgaaacccctctccccgcgctggtgcccattcattaatgcagctggcacgacaggttcccactggaaagcgggcatgagcg
caacgaattaatgtaagttagctcactattagccaccggatctcagccatgagacctcaaccagtcagctccttccgggtgg
ggcggggcatgactatcgtcggcacttatgactgtcttcttatcatgcaactcgtaggacaggtgccggcagcgtctgggtcatttccgg
cgaggaccgcttctggtgagcgcgacgatgatcggcctgtcgttgcggtattcggaatcttgcacgcccctcgtcaagccttctcactggt
cccgccacaaacgttccggcgagaagcagggcattatcgcggcatggcggccccacgggtgcgcatgatcgtcctgctggtgagga
cccggctaggctggcggggttgccttactggttagcagaatgaatcaccgatacgcgagcgaacgtgaagcagctgctgctgcaaacgct
ggcagctgagcaacaacatgaatggtcttccggttctgtaaagtctgaaacgcggaagtcagcgccttgcacattatgttccgga
tctgcatcagggatgctgctggctaccctgtggaacacctacatctgattaacgaagcgtggcattgacctgagtgatttctctggtccc
ggcgcataccaccagttgtttaccctcacaacgttcagtaaccgggcatgttcatcatcagtaaccctgtatcgtgagcatcctctctggtt
catcggatcattacccccatgaacagaaatcccccttacaggagggcatcagtgacaaaacaggaaaaaaccgcccttaacatggcccgtt
tatcagaagccagacattaacgcttctggagaactcaacagctggacgcggatgaacaggcagacatctgtaatcgttccacgaccacg
ctgatgacttaccgagctgcctcgcgcttccggtgatgacggtgaaaacctctgacacatgcagctccgggagacggtcagactgtct
gtaagcggatgccgggagcagacaagcccgtcagggcgcgtcagcgggtgttggcgggtgctggggcgagccatgaccagtcacgt
agcgatagcggagtgatfactggcttaactatcggcgcacagagcagatgtactgagagtgaccatatacgggtgtgaaataccgcag
atgctgaaggagaaaataccgcatcaggcgtcttccgcttctcgtcactgactcgtcgcctcggctgctggctcggcgagcgggtatc
agctcactcaaaagcggtaatacgggtatccacagaatcaggggataacgcaggaaagaacatgtgagcaaaagccagcaaaagccag
gaaccgtaaaaaggccgcttctggcgttcttccatagctcggccccctgacgagcatcaaaaaatcgacgctcaagtcagaggtggc
gaaaccgacaggactataagataccaggcgttccccctggaagctccctcgtcgcctcctcttccgacctgccgttaccggatact
gtccgcttctccttccgggaagcgtggcgttctcatagctcacgctgtaggtatctcagttcgggtgtaggtcgttccccaagctgggctg
tgtgcacgaacccccgtcagcccaccgctgcgcttatccggttaactatcgttctgagtcacaccggtaagacacgacttatcgcactg
gcagcagccactggtaacaggattagcagagcaggtatgtagcgggtgctacagagttctgaagtgggtggcctaactacggctacactag
aaggacagatattggtatctcgtctctgtaagccagttacctcggaaaaagagttggtgactcttgatccggcaacaaccaccgctggt
agcgggtggtttttgttgaagcagcagattacgcgcaaaaaagagatctcaagaagatccttgatctttctacggggtctgacgctcag
tggaaacgaaaactcagttaaaggatttggctatgaacaataaaactgctgcttataaacaagtaatacaagggtgttatgaccatattca



acgggaaacgtcttgcctagggccgcgattaaattccaacatggatgctgatttatatgggtataaatgggctcgcgataatgctgggcaatcag
gtgcgacaatctatcgattgtatgggaagcccgatgcgccagagttgtttcgaacatggcaaggtagcgttccaatgatgttacagatga
gatggtcagactaaactggctgacggaattatgcctctccgaccatcaagcattttatccgtactcctgatgatgcattgactaccactgcg
atccccgggaaaacagcattccaggtattagaagaatacctgattcaggtgaaaatattgttgatgcgctggcagtgctcctgcgccggtgca
ttcgattcctgtttgtaattgtcttttaacagcgcgctatttcgtctcctcagggcgaatcacgaatgaataacggtttggtgatgcgagtg
atgttgatgacgagcgtaatggctggcctgttgaacaagtctggaaagaaatgcataaaactttgccattctcaccggattcagtcgctactcatg
gtgatttctcacttgataacctatgtttgacgaggggaaattaataggtgtattgatgttgacgagtcggaatcgagaccgataccaggatct
tgccatcctatggaaatgcctcggtagtgtttctccttattacagaaacggcttttcaaaaataggtattgataatcctgatataaaattgca
gtttcattgatgctcgtatgagtttttaagaattaattcatgagcggatacatattgaaatgatttagaaaaataaacaataggggtccgcgca
catttccccgaaaagtccacctaattgtaagcgttaataatgtttaaattcgcgttaaattttgttaaatcagctcatttttaaccaataggccg
aaatcggcaaaatccctataaatcaaaagaatagaccgagataggggtgagtggttccagtttgaacaagagtcactataaagaacgtg
gactccaacgtcaaaagggcgaaaaaccgtctatcagggcgatggcccactacgtgaacctaccctaatacagtttttggggtcagaggtgc
cgtaaaagcactaaatcggaaccctaaagggagcccccatttagagcttgacggggaagccggcgaacgtggcgagaaaggaagggaa
gaaagcgaaaggagcgggctagggcgctggcaagtgtagcgggtcacgctgcgcgtaaccaccaccccggcgcttaatgcgccg
ctacagggcgctcccattcgcca

注意事项:

- 1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。本产品仅可用于实验室研究，不能用于动物，人体以及作为食品添加剂等用途。
- 2、使用甘油菌时可不完全融解，在甘油菌表面蘸取少量涂布固体琼脂平板即可，也可完全融解后使用，但随着冻融次数的增加，菌株的活力会逐渐下降。